




РиГ
Групп Ко

RICHARD
WOLF



spirit of excellence

Доверьтесь
ИСТИННОМУ




Миниатюрный нефроскоп по Lahtе, 15 /18 Шр.



Минимальный размер тубуса для
максимальной прочности

Миниатюрный нефроскоп по Lahme, 15 /18 Шр.

Миниперкутанный нефроскоп с непрерывной ирригацией низкого давления по Lahme включает:

Эндоскоп и принадлежности	
	Операционный эндоскоп PANOVIEW со смещенным в сторону окуляром, направление взгляда 12°, внешний диаметр – 12 Шр., рабочая длина 225 мм, рабочий канал – 6 Шр., автоматический клапан с уплотнительной мембраной 8968.421 а также: Стерильный универсальный уплотнительный клапан, упаковка из 5 шт..... 4712348
	Тубус для непрерывной ирригации , круглый, рабочая длина – 205 мм, с поворотным промывным кольцом, дистальный конец прямой, автоматический замок 15 Шр. 8968.001 18 Шр. 8968.011
	Обтуратор , полый для тубуса 8968.001 8968.101 для тубуса 8968.011 8968.111
	Тубус Amplatz , 18 Шр., рабочая длина 150 мм 8968.041

Инструменты для доступа	
	Дилатор , рабочая длина 320 мм, для "one-step" дилатации (за один проход), нержавеющая сталь 12 Шр., совместим с тубусом диаметром 15 Шр. 8968.012 15 Шр., совместим с тубусом диаметром 18 Шр. 8968.015

Инструменты	
	Щипцы для захвата камней , ø 2,0 мм, рабочая длина 365 мм, с ограничением усилия и геометрией губок типа "мышинный зуб" 8968.601
	Щипцы для захвата камней с тремя лепестками , ø 2,0 мм, рабочая длина 365 мм 8968.671 а также: Запасные щипцы для камней, с тремя губками
	Ультразвуковой соноотрод , ø 1,9 мм, рабочая длина 344 мм 8962.519
	Щипцы для захвата "HySafe" , с губками типа "Аллигатор", 6 Шр., рабочая длина 410 мм..... 8968.6802
	Зонд Lithoclast , ø 2,0 мм, рабочая длина 425 мм 8742.004

- Первый миниатюрный нефроскоп, специально разработанный для мини-перкутанной нефролитотрипсии: доверьтесь истинному
- Для больших камней нижней почечной чашечки в качестве альтернативы ДУВЛ
- Также подходит для детей и подростков
- Дилаторы из нержавеющей стали для экономящей время "one-step" дилатации (за один проход)
- Автоматический замок между тубусом и оптикой
- Быстрое и безопасное введение вспомогательных инструментов благодаря автоматическому уплотнению рабочего канала.
- Минимально возможный размер и прочная конструкция тубуса благодаря использованию титана и нержавеющей стали

Узнайте больше о наших одноразовых наборах для перкутанной нефролитотрипсии.