



РиГ Медикал

Официальный дистрибьютор и сервисный центр
Richard Wolf GmbH в России

www.rgggroup-co.com

Санкт-Петербург,
ул. Херсонская, д. 6/13, оф. 85
Тел.: +7 (812) 271-15-10,
+7 (812) 271-70-73
E-mail: info@rgggroup-co.com

Москва,
Нижний Сусальный пер., д. 5,
стр. 10, БЦ АРМА
Тел.: +7 (499) 301-02-16
E-mail: info.mos@rgggroup-co.com



Specifications subject to change without notice.

D 682 MI 21 ru 1

**Уретерореноскоп
ультратонкий 4.5 / 6.5 Шр.**

Уретерореноскоп ультратонкий 4.5 / 6.5 Шр.

В ответ на растущие запросы клиентов и в связи с быстрым развитием лазерной литотрипсии Richard Wolf, как производитель самого широкого ассортимента уретерореноскопов, решила разработать новый ультратонкий уретерореноскоп.

Этот ультратонкий уретерореноскоп занимает свое место не только в детской урологии, но и в лечении камней у взрослых.

Самый тонкий на сегодняшний день на рынке фиброуретерореноскоп произведет на вас впечатление не только благодаря своему элегантному и эргономичному дизайну.

Благодаря своим небольшим размерам, несложно вводить инструмент, с ним легко работать. Имея филигранный внешний вид, он полужесткий и, тем не менее, очень прочный.

Однако не только малые размеры - всего 4,5 Шр. на дистальном конце - покорят вас, инструмент также обеспечивает превосходное, четкое изображение и имеет чрезвычайно хорошие показатели потока промывания.

Овальный ауксилярный и ирригационный канал обеспечивает не только оптимальную ирригацию, но и достаточное пространство для необходимых инструментов.

Благодаря своим размерам инструмент также позволяет проводить так называемую "первичную уретерореноскопию". При необходимости можно обойтись без предварительной установки мочеточникового катетера, что экономит время и деньги.

Этот абсолютно уникальный ультратонкий уретерореноскоп, разумеется, может использоваться везде, при терапии мочевыводящих путей. Его огромное преимущество становится особенно очевидным, при использовании в сочетании с лазером или LithoClast® и в отделениях детской урологии.

Благодаря своим превосходным характеристикам его можно использовать без компромиссов.

Примеры многоцелевого назначения включают:

- Лечение мочекаменной болезни при помощи лазерных зондов
- Лечение мочекаменной болезни при помощи зондов LithoClast
- Лечение мочекаменной болезни при помощи корзин-экстракторов
- Лечение новорожденных и детей

Уретерореноскоп ультратонкий




Принадлежности



829.603



8741.80



38045.111



8702.261



4712348



828.605



38201.783



806625231

Уретерореноскоп ультратонкий "E-line" компактный, 4,5 / 6,5 Шр. боковой окуляр, направление обзора 5°, один овальный канал для промывания 3.15 x 3.15 для инструментов 1 x 3 Шр., автоклавируемый, рабочая длина 430 мм 8701.534

Щипцы для извлечения инородных тел, гибкие, бранши тип "Alligator", 3 Шр., раб. длина = 530 мм 828.605

Щипцы биопсийные, гибкие, тип бранши "Ложкообразные", 3 Шр., раб. длина = 530 мм 829.603

Коагуляционный электрод шарик, гибкий, 3 Шр., раб. длина = 920 мм 8741.80

Корзина для стерилизации уретерореноскопов, включая держатель инструмента, 640 x 132 x 74 мм 38045.111

RIWO-System-Tray контейнер для стерилизации 700 x 120 x 75 мм 38201.783

Ручьятка для уретерореноскопов 8702.261

Стерильный универсальный клапан для инструментов 1-6 Шр. 5шт. в уп. 4712348

Комплект кабеля световолоконного диаметр 2,5 мм, длина 2,3 м: Световод (80662523), адаптор со стороны источника света (8095.07) и адаптор со стороны эндоскопа (809509) 806625231